



WWW.BONA-DENT.RU

Компания «БОНА-ДЕНТ» основана в 1994 году. За время своего существования компания зарекомендовала себя как надежный поставщик высококачественной стоматологической продукции ведущих зарубежных производителей.

С 2012 года мы являемся эксклюзивным представителем на территории стран ЕАЭС и Украины компании «UNICORP INSTRUMENTS INC» (ORANGE) TEXAS USA- производителя стоматологического и медицинского инструментария.

Продукция компании «Unicorp Instruments inc» (ORANGE) отвечает всем требованиям международных медицинских стандартов, что подтверждено сертификатами: ISO-13485:2003; 13485:2012; CE-2007/47EEC; FDA.

Медицинские инструменты «Unicorp Instruments inc» (ORANGE) изготовлены из медицинской стали высшего качества 420, что обеспечивает высокую устойчивость к коррозии, термо и дезинфекционной обработке.

Эргономическая форма инструмента и облегченный вес ручки делают работу врача наиболее удобной. Большой ассортимент, качество и надежность медицинского инструмента «Unicorp Instruments inc» (ORANGE) удовлетворяет требованиям самых взыскательных врачей.

ИНСТРУМЕНТЫ

для имплантологии и хирургии

4952 Набор для имплантологии базовый




21 инструмент с кассетой для стерилизации

- набор для синус-лифтинга — 5шт.
- набор остеотом — 5шт.
- набор костных расширителей — 5шт.
- набор долот градуированных — 4шт.
- молоток — 1шт.
- костная ступка с крышкой — 1шт.

57 900 руб.

4953 Набор для имплантологии большой



29 инструментов

- набор остеотом — 6шт.
- набор костных расширителей — 6шт.
- набор для синус-лифтинга — 5шт.
- набор долот — 6шт.
- молоток — 1шт.
- костный скребок изогнутый — 1шт.
- остеометр — 1шт.
- реверсивный ключ — 1шт.
- костная мельница — 1шт.
- костная ступка — 1шт.

68 500 руб.

6915 Набор для туннельной техники


5 инструментов (Blue Titanium)



16 200руб.

6765 Набор хирургических микродолот-костных скребков

3 инструмента (Blue Titanium)



11 550 руб.

4751 Набор остеотом байонет

5 инструментов, вогнутые с ограничителем



20 500руб.

4975 Набор кюрет для синус-лифтинга

4 инструмента



16 950 руб.

ИНСТРУМЕНТЫ

ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ И ХИРУРГИИ

4771 Набор костных расширителей
5 инструментов



20500 руб.

2891 Перитом
5 съемных насадок

5 700 руб.



4976 Набор для синус-лифтинга
6 инструментов Gold/Blue Titanium



20500 руб.

2250 Набор гибких перитом
8 инструментов
2 ручных винта



34 500 руб.

4051 Молоток малый

140гр. 160mm
съемные тефлоновые накладки

3 500 руб.



4052 Молоток имплантологический

320гр. 180mm
съемные тефлоновые накладки

3 500 руб.



4053 Молоток средний

150гр. 190mm
съемные тефлоновые накладки
полая ручка

3 500 руб.



ИНСТРУМЕНТЫ

для имплантологии и хирургии



4066 Остеометр (микрометр) большой
модифицированный, 170mm Castroviejo

4 550 руб.



4062 Остеометр (микрометр) угловой
90mm Castroviejo

4064 Остеометр (микрометр) угловой
170mm Castroviejo **4 250 руб.**



4065 Измеритель интервала длины
имплантата

6 950руб.



4032 Костный скребок изогнутый
сменные лезвия

12 000 руб.



4011 Костная ступка
с крышкой **2 700 руб.**



4035 Костная мельница **18 100 руб.**



4036 Костная мельница
пластиковая ручка **20 800 руб.**



4037 Костная мельница
43*29, «Gold» **23 100 руб.**



4038 Костная ступка **9 500руб.**

ВСЕ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ

ИНСТРУМЕНТЫ

ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ И ХИРУРГИИ



4646 Костный щприц. 160 mm

- Ø 2.5-3.5 mm D
- Ø 3.5-4.5 mm C
- Ø 4.5-5.5 mm B
- Ø 5.5-6.5 mm A

3 850 руб.



4654 Костная ловушка

со сменным стальным фильтром

6 300 руб.



4651 Аспиратор хирургический

- Ø 3.0 mm
- Ø 3.5 mm

2 240 руб.



3776 Пакер для укладки ретракционной нити

1750 руб.



4471 Костный уплотнитель 3-4 mm

2 000 руб.



4472 Костный уплотнитель 6-8 mm

2 000 руб.



4473 Костный уплотнитель

с маркировкой «Blue Titanium»
•8-11-13-15-18 mm

2 300 руб.



4475 Костный уплотнитель-ложка

с маркировкой «Blue Titanium»
•2-4-6-8-10 mm

2 300 руб.



4474 Ложка-уплотнитель

2 300 руб.



4476 Имплантологический костный шпатель
«Blue Titanium»

2 300 руб.

ИНСТРУМЕНТЫ

для имплантологии и хирургии



2 000 руб.

4094/1 Кюрета «Molt» 3.5-7 mm круглая



2 000 руб.

4094/2 Кюрета «Molt» 3-4 mm овальная



2 000 руб.

4094/3 Кюрета «Molt» 3-4 mm круглая



2 000 руб.

4091/1 Ложка кюретажная «Lucas» 2.5 mm



2 000 руб.

4091s Ложка кюретажная зубчатая «Lucas» 2.5 mm



2 000 руб.

4091/2 Ложка кюретажная «Lucas» 3.0 mm



2 000 руб.

4092s Ложка кюретажная зубчатая «Lucas» 3.0 mm



2 000 руб.

4091/3 Ложка кюретажная «Lucas» 3.5 mm



2 000 руб.

4093s Ложка кюретажная зубчатая «Lucas» 3.5 mm



2 500 руб.

4162 Распатор «Buser» 4.5-4.0 mm



2 500 руб.

4163 Распатор «P24G» 4.0-5.0 mm



2 500 руб.

4164 Распатор «Molt» 5.0-8.0 mm



2 500 руб.

4165 Распатор «Prichard» 4.5-10.5 mm



2 500 руб.

4166 Распатор «Goldman-Fox»

ВСЕ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ

НОЖНИЦЫ

СО ВСТАВКАМИ ИЗ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА



8026 Прямые 120 mm «IRIS»
зубчатое режущее лезвие

8027 Изогнутые 120 mm «IRIS»
зубчатое режущее лезвие

8028 Угловые 120 mm «IRIS»
зубчатое режущее лезвие

3 100 руб.



8041 Прямые 130 mm «Goldman-Fox»
зубчатое режущее лезвие

2 650 руб.



8031 Прямые 160 mm «Kelly»
8032 Изогнутые 160 mm «Kelly»

3 100 руб.



8034 Угловые 160 mm «LockLin»
• удлиненная изогнутая ручка
• зубчатая режущая поверхность

3 100 руб.

Микроножницы для слизистой



8055 Угловые 180 mm «CASTROVIEJO»
8054 Изогнутые 180 mm «CASTROVIEJO»
8053 Прямые 180 mm «CASTROVIEJO»

4 250 руб.



8063 Микроножницы
Прямые 110 mm «NOYES» десневые

8064 Микроножницы
Изогнутые 110 mm «NOYES» десневые

8065 Микроножницы
Угловые 110 mm «NOYES» десневые

3 100 руб.



8042 Изогнутые 130 mm «Goldman-fox»
зубчатое режущее лезвие

2 650 руб.



8030 S-образные 120 mm «la-Grande»
зубчатое режущее лезвие

3 100 руб.



8035 Угловые 170 mm «Dean»
• удлиненная ручка
• зубчатая режущая поверхность

3 100 руб.

Микроножницы для мягких тканей



8059 Прямые 150 mm «CASTROVIEJO»
8060 Изогнутые 150 mm «CASTROVIEJO»

4 250 руб.

ИГЛОДЕРЖАТЕЛИ

СО ВСТАВКАМИ ИЗ КАРБИД ВОЛЬФРАМА



8201 Прямые 180 mm «CASTROVIEJO»

8203 Прямые 140 mm «CASTROVIEJO»

8202 Изогнутые 180 mm «CASTROVIEJO»

8204 Изогнутые 140 mm «CASTROVIEJO»

5 000 руб.



8205 Прямые 180 mm «CASTROVIEJO»
круглая ручка

8206 Изогнутые 180 mm «CASTROVIEJO»
круглая ручка

8208 Изогнутые 140 mm «CASTROVIEJO»
круглая ручка

8207 Прямые 140 mm «CASTROVIEJO»
круглая ручка

5 000 руб.



8209 Прямые 180 mm «CASTROVIEJO»
круглая ручка

5 000 руб.



8206 Изогнутые 180 mm «CASTROVIEJO»
круглая ручка

5 000 руб.



8291 Иглодержатель с ножницами 180mm

8292 Иглодержатель с ножницами 140mm

5 500 руб.



8213 Микроиглодержатель
прямой 180mm «CASTROVIEJO»

8214 Микроиглодержатель
изогнутый 180mm «CASTROVIEJO»

8215 Микроиглодержатель
прямой 130mm «CASTROVIEJO»

8216 Микроиглодержатель
изогнутый 130mm «CASTROVIEJO»

5 500 руб.



8231 150mm «RYDER»

3 950 руб.



8230 150mm
«CIRCLE-WOOD»

3 950 руб.



8232 150mm
«DALICATE»

3 950 руб.



8234 150mm
«MAYO-HEGAR»

3 950 руб.

ВСЕ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ

РЕТРАКТОРЫ



8901 Губной 140 mm «Columbia»
1 400 руб.



8902 Губной 160 mm «Sternberg»
1 400 руб.



8907 Щечный 140mm
«Minnesota»
1 400 руб.



8921 Щечный 140 mm «WEIDER»
2 000 руб.



8933 Ранорасширитель 220 mm
«Wassmund»
2 700 руб.



8941 Ранорасширитель 160 mm
«Senn-Miller»
1 400 руб.



8945 130 mm «Kilner»
1 400 руб.



8950 Универсальный 200 mm
«Orientable»
2 300 руб.



8992-1 140 mm «DOYEN-MOLT»
5 200 руб.



8994 (2.3) Вестибулярный
«ORINGER MOUTH SPREADER»
• средний 50*110 mm
• большой 60*115 mm
2 000 руб.



8996 Вестибулярный 230 mm
«Universal»
2 700 руб.



8995 Вестибулярный 170 mm
«Universal»
2 300 руб.

ПИНЦЕТЫ



8101 125mm «Adson» анатомический

1 100 руб.



8102 125mm «Adson» анатомический

• вставки из карбид вольфрама

1 650 руб.



8103 125mm «Adson» хирургический

1 100 руб.



8104 125mm «Adson» хирургический

• вставки из карбид вольфрама

1 650 руб.



8105 125mm «Micro-adson»
хирургический

1 650 руб.



8111 125mm «Adson-brown»
анатомический

1 100 руб.

ПИНЦЕТЫ



8113 Микропинцет 180mm прямой,
ультратонкий 0,8mm
2 400 руб.



8114 Микропинцет 180mm изогнутый,
ультратонкий
2 400 руб.



8128 Пинцет градуированный
для слизистой 150mm
«CRANE-KAPLAN»
(для маркировки карманов) **1 200 руб.**



8116 150mm «Semken» хирургический,
изогнутый
1 100 руб.



8126 150mm «DE BAKEY» прямой,
анатомический
1 100 руб.



8127 150mm «DE BAKEY» прямой,
анатомический
1 500 руб.



8131 Пинцет 150mm шовный, изогнутый
1 650 руб.

ЩИПЦЫ

С ТЕФЛОНОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ, ЗУБЧАТЫЕ ВНУТРЕННИЕ ЩЕЧКИ

Варианты ручек




Тефлоновые соединения

Рабочая часть щипцов адаптирована к анатомической форме зуба

Анатомический дизайн ручки обеспечивает комфорт и полный контроль

Нержавеющая сталь высшего качества 420, имеет высокую стойкость к коррозии, адаптирована к термо и дезинфекционной обработке



Надежность и долговечность

Тефлоновые соединения, адаптированные к стерилизации, обеспечивают долгие годы работы


Винт крепления обеспечивает автоматическую заводскую установку

Полированная поверхность абсолютно устойчива к коррозии

Насечки на ручке обеспечивают надежное сцепление с рукой

Щипцы


С ТЕФЛОНОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ, ЗУБЧАТЫЕ ВНУТРЕННИЕ ЩЕЧКИ



2951 Набор щипцов для удаления

10 инструментов, стандартная ручка
(№7; 13; 22; 67а; 17; 79; 33а; 1; 51а; 18)

23 000 руб.



2958 Набор щипцов для удаления

7 инструментов, детский

19 000 руб.



2901 Набор для удаления

12 инструментов

20 800 руб.



2902 Набор для удаления

11 инструментов

20 800 руб.

ЩИПЦЫ

С ТЕФЛОНОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ, ЗУБЧАТЫЕ ВНУТРЕННИЕ ЩЕЧКИ



1 Стандартная и анатомическая ручки
верхние резцы/клыки

2 000/2300 руб.




2 Стандартная ручка
верхние резцы/клыки

2 000 руб.



13 Стандартная и анатомическая ручки
нижние премоляры

2 000/2300 руб.



17R Стандартная и анатомическая ручки
верхние моляры правые

2 000/2300 руб.



7 Стандартная и анатомическая ручки
верхние премоляры

2 000 руб.




18L Стандартная и анатомическая ручки
верхние моляры левые

2 000/2300 руб.



22 Стандартная и анатомическая ручки
нижние моляры

2 000/2300 руб.



29 Стандартная ручка
верхние корневые

2 000 руб.




24 Стандартная ручка
нижние моляры левые

2 000 руб.

ЩИПЦЫ

С ТЕФЛОНОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ, ЗУБЧАТЫЕ ВНУТРЕННИЕ ЩЕЧКИ



30 Стандартная ручка
верхние корневые

2 000 руб.



33 Стандартная ручка
нижние моляры

2 000 руб.



33a Стандартная и
анатомическая ручки
нижние моляры

2 000/2300 руб.



51a Стандартная и
анатомическая ручки
верхние корневые

2 000/2300 руб.



51 Стандартная ручка
верхние корневые

2 000 руб.



67a Стандартная и
анатомическая ручка
верхние моляры третьи

2 000/2300 руб.



73 Стандартная ручка
нижние моляры

2 000 руб.



74N Стандартная ручка
нижние корневые

2 000 руб.



151 Облегченная,
позолоченная ручка
(для atraumatic removal)
верхние моляры левые

4 650 руб.

ЩИПЦЫ

С ТЕФЛОНОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ, ЗУБЧАТЫЕ ВНУТРЕННИЕ ЩЕЧКИ



76 Стандартная ручка
верхние корневые
2 000 руб.



89R Стандартная ручка
верхние моляры правые
2 000 руб.



90L Стандартная ручка
нижние премоляры
2 000 руб.



350 Облегченная,
позолоченная ручка
(для атравматического удаления)
нижние моляры левые
4 650 руб.



351 Облегченная,
позолоченная ручка
(для атравматического удаления)
нижние моляры правые
4 650 руб.



300 Облегченная,
позолоченная ручка
(для атравматического удаления)
верхние корневые
4 650 руб.



152 Облегченная ручка
верхние корневые
4 650 руб.




7780 Для удаления коронок и
мостов
сменные рабочие части
3 850 руб.



7772 Для раздвижения
краев коронки
4 900 руб.

ВСЕ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ

ЭЛЕВАТОРЫ



ЭЛЕВАТОРЫ



2009/1 «APICAL» 2mm
1 350 руб.



2009/2 «APICAL» 3mm
1 350 руб.



2009/3 «APICAL» 3mm
1 350 руб.



2009/5 «APICAL» 3mm
1 350 руб.



2042/1 «CRYER»
1 350 руб.



2042/2 «CRYER»
1 350 руб.



2009/5 «LINDO-LEVIEN» 2.5mm
1 350 руб.



2009/5 «LINDO-LEVIEN» 3.5mm
1 350 руб.

ЛЮКСАТОРЫ



2932 4 люксатора

7 700 руб.



2931 8 люксаторов

15 000 руб.



2.5mm STR

2841/1 2,5mm прямой

2 750 руб.



3.5mm STR

2841/3 3,5mm прямой


2 750 руб.



4.5mm STR

2841/5 4,5 mm прямой

2 750 руб.



2.5mm CVD

2841/2 2,5mm изогнутый

2 750 руб.



3.5mm CVD

2841/4 3,5mm изогнутый

2 500 руб.



4.5mm CVD

2841/6 4,5mm изогнутый

2 750 руб.



4.0mm STR

2841/7 2,5mm изогнутый внутри

2 750 руб.



4.0mm CVD

2841/8 2,5mm изогнутый изнутри

2 750 руб.

ЛЮКСАТОРЫ

2 300 руб.



2053/1 2,5mm
прямой



2053/2 3mm
прямой



2053/3 4mm
прямой



2053/4 5mm
прямой



2053/5 2,5mm
изогнутый



2053/6 3mm
изогнутый



2053/7 4mm
изогнутый



2053/8 5mm
изогнутый



2054/1 3mm
прямой



2054/2 5mm
прямой



2054/3 3mm
изогнутый



2054/4 5mm
изогнутый


ВСЕ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ

ХИРУРГИЯ

РУЧКИ ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЕЙ

8001 Регулируемый угол 4 300 руб.
160mm N0.3

8002 Регулируемый угол 4 300 руб.
160mm N0.4



8003 Плоская
125mm N0.3

1 000 руб.



8004 Плоская
125mm N0.4

1 000 руб.



8005 Круглая прямая
145mm

1 000 руб.



8006 Круглая изогнутая
145mm

1 000 руб.



8007 Двойная
145mm

1 650 руб.



8008 Прямая
145mm

1 650 руб.



8009 Круглая изогнутая
145mm

1 650 руб.

PRF-ИНСТРУМЕНТЫ



9851 APRF-BOX

укомплектован перфорированной платформой и пластиной для приготовления (отжимания) мембран из обогащенных тромбоцитами фибриновых сгустков, полученных путем сепарирования крови пациента.

Специальные контейнеры и ступка для получения фибриновых «пробок» для закрытия ороантральных сообщений при экстракции зубов верхней челюсти, а также для лечения альвеолитов.

12 900 руб.


ТРЕПАНЫ, МУКАТОМЫ, ФРЕЗЫ

ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ И ХИРУРГИИ




4001 Набор трепанов
8 шт.

22 400 руб.




4002 Набор трепанов
3 шт.

9 700 руб.




4004 Набор мукатомов
4 шт.

12 000 руб.



4003 Набор мукатомов
3 шт.

8 900 руб.



4006 Набор фрез
для расщепления гребня
5 шт.

13 000 руб.



Фреза для забора кости

5 000 руб.



Твердосплавные фрезы
для открытого
синус-лифтинга

5 400 руб.




Алмазные фрезы для открытого
синус-лифтинга

6 200 руб.



Алмазные фрезы для закрытого
синус-лифтинга

6 000 руб.




МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НКР

ИМПЛАНТОЛОГИЯ И ХИРУРГИЯ

Титановые пины для фиксации мембран
набор пинов 25 шт



10 000 руб.



Пинодержатель
Угловой



3 500руб.



Отвертка Для удаления пинов.



3 500руб.

Пинодержатель
Прямой



3 500руб.

Кассета

Для стерилизации
пинов.



5 000 руб.

Титановая мембрана
А



2 500 руб.

Титановая мембрана
3D-A



2 500 руб.

Титановая мембрана
3D-B




2 500 руб.

Титановая мембрана
3D-C



2 500 руб.

Титановая мембрана
3D-60*45




4 000 руб.

Титановая мембрана
35*50



4 000 руб.

Титановая мембрана
20*25



4 000 руб.

Титановая мембрана
12*20



4 000 руб.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НКР

ИМПЛАНТОЛОГИЯ И ХИРУРГИЯ

**Винты для крепления мембран
и костных блоков**



Винты для мембран :

1,2*3 мм	1,5*3мм
1,2 *4,5мм	1,5*4мм
	1,5*5мм

Винты для блоков (цилиндрические):

1,5*3мм
1,5*5мм
1,5*7мм
1,5*9мм
1,5*11мм

Винты конусные самонарезные:

1,5*3мм
1,5*4мм
1,5*5мм
1,5*7мм
1,5*9мм

450 руб.



**Кейс для стерилизации и хранения титан.
сеток и винтов**

Размер кейса - «стандартный».
Не включает винты для фиксации титановых
сеток и костных блоков, инструменты для их
установки.

16 500 руб.



Отвертка ручная
с жалом 60мм.

7 500 руб.



**Кейс для стерилизации и хранения титан.
сеток и винтов**

Размер кейса - «большой».
Не включает винты для фиксации титановых
сеток и костных блоков, инструменты для их
установки.

21 000 руб.



7 500 руб.

Кассета-стерилизатор

с линейкой для винтов D90мм.
Вместимость кассеты на 70 шт. винтов.

ВСЕ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ


СТЕРИЛИЗАЦИЯ



9971 Кассета

8 инструментов
175*130*22mm

3 850 руб.



9951 Кассета

8 инструментов
190*83*25mm

4 900 руб.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СТЕРИЛИЗАЦИИ

Инструкция по стерилизации стоматологических инструментов

Основные пункты по уходу и обработке стоматологического инструментария во избежание образования коррозии и ржавчины на инструментах с увеличением их срока службы:

- Предстерилизационная очистка инструментария производится с помощью мягкой щетки и специального моющего средства. Во избежание повреждений и последующей коррозии в результате стесывания металла, нельзя применять металлические щетки или металлические губки. Основательная и эффективная чистка производится при помощи чистки ультразвуком - ультразвуковой ванной с использованием средства для чистки в ультразвуковом устройстве. Изделия сложной конфигурации (шприцы, иглодержатели и ножницы) дезинфицируют в разобранном виде.
- После ультразвуковой обработки инструмент следует тщательно прополоскать вручную. Для предотвращения образования пятен от воды при заключительной промывке следует применять только дистиллированную воду с установленными фильтрами, которые предотвратят образование солей, щелочи, кислоты на инструментах и деталях оборудования. Тщательное полоскание в горячей воде и предварительную чистку, желательно, производить после использования инструмента, с целью скорейшего удаления крови, сукровицы.
- Перед функциональным использованием и промежуточном хранении, следует основательно высушить и смазать инструмент с шарнирами и резьбой, используя специальное масло для винтовых соединений. Убедитесь в исключительно сухом состоянии инструмента, остаточная влажность может вызвать коррозию или образование пятен.
- В процессе холодной стерилизации, во избежание образования коррозии, не оставляйте инструмент на длительный срок в растворе дезинфекции, необходимо только указанное в инструкции по использованию время. По завершению, тщательно прополоскайте медицинские инструменты в дистиллированной воде и основательно высушите их.
- Не используйте едкие очистители и другие чистящие средства, за исключением указанных для очистки хирургических инструментов. Инструменты не должны обрабатываться силиконосодержащими средствами-это может привести к заеданию движущихся частей и снизить эффективность паровой стерилизации.
- Запрещается стерилизовать стоматологические инструменты из нержавеющей стали с хромированными элементами, так как образуется разница потенциалов, которая способствует образованию ржавчины.
- Подогрейте медицинские инструменты в автоклаве (стерилизаторе) перед стерилизацией паром, чтобы предотвратить чрезмерное количество конденсата на поверхности инструментов. Не открывайте автоклав слишком быстро после стерилизации для медленного и полного остывания инструментов.
- Инструменты ни на каком этапе стерилизации не должны контактировать с ржавеющими инструментами или с инструментами с поврежденной поверхностью.

Контактные данные:

ООО «БОНА-ДЕНТ»

Дмитровское шоссе , д.157, стр 5

+7 (495) 133-96-30

www.bona-dent.ru

e-mail: info@bona-dent.ru