

IB mini



G•D•FF
GENUINE DIFFERENCE

Линейка имплантатов

IB mini

Internal Bone Level - mini

IB mini Fixture Line-Up



IB mini



Mini Size



CONNECTION

Switch-платформа

Значительно способствует сохранению маргинальной кости и прикреплению мягких тканей. Снижает риск воспалительной клеточной инфильтрации


Маленький но прочный

Подходит для узких interdentalных пространств таких как верхнечелюстные боковые резцы а также нижнечелюстные резцы



Тройная режущая кромка

Обеспечивает плавное введение с минимальным разрушением кости. Округлая вершина имплантата снижает риск перфорации кости




Коническое шестигранное соединение

Конус морзе 11. Надежное герметичное соединение. Равномерно распределяет нагрузку и помогает уменьшить микро-движения


Гибридная двойная резьба

Позволяет проще и быстрее устанавливать имплантат в различные типы кости. Уменьшает стресс кости во время операции и облегчает проникновение в кость

x3.0k



x5.0k



Обработка Поверхности S. L. A.

Пескоструйная обработка и кислотное травление, наиболее исследованные и проверенные технологии обработки поверхности


IB mini



*Рекомендуемый момент затяжки при установке
(для предотвращения любых повреждений).

- Для имплантата 40 Ncm
- для заглушки 8 Ncm.

Fixture 3.0 | Thread(Maximum) Ø3.3




Connection	GREEN	
	Double Hex	Single Hex
8.0	N/A	MFX-32 08 S
9.5		MFX-32 10 S
11.0		MFX-32 11 S
12.5		MFX-32 13 S
14.5		MFX-32 15 S

Order Model name (example)
MFX-3208S : Fixture only
MFX-3208S-C : Fixture + Cover Screw
MFX-3208S-A : Fixture + Cover Screw + Mount + Mount Screw

IB mini - Ball type


Fixture 2.5 | Thread(Maximum) Ø2.8

| G/H 2.0



Connection		GREEN ONE BODY
Length	G/H	2.0
8.0		KMB 25 20 08 SA
9.5		KMB 25 20 10 SA
11.0		KMB 25 20 11 SA
12.5		KMB 25 20 13 SA
14.5		KMB 25 20 15 SA


| G/H 4.0



Connection		GREEN ONE BODY
Length	G/H	4.0
8.0		KMB 25 40 08 SA
9.5		KMB 25 40 10 SA
11.0		KMB 25 40 11 SA
12.5		KMB 25 40 13 SA
14.5		KMB 25 40 15 SA


Fixture 3.0 | Thread(Maximum) Ø3.0

| G/H 2.0



Connection		GREEN ONE BODY
Length	G/H	2.0
8.0		KMB 30 20 08 SA
9.5		KMB 30 20 10 SA
11.0		KMB 30 20 11 SA
12.5		KMB 30 20 13 SA
14.5		KMB 30 20 15 SA

| G/H 4.0




Connection		GREEN ONE BODY
Length	G/H	4.0
8.0		KMB 30 40 08 SA
9.5		KMB 30 40 10 SA
11.0		KMB 30 40 11 SA
12.5		KMB 30 40 13 SA
14.5		KMB 30 40 15 SA

IB mini - Post type


Fixture 2.5 | Thread(Maximum) Ø2.8

| G/H 2.5



Connection		GREEN ONE BODY
Length	G/H	2.5
8.0		KMP 25 25 08 SA
9.5		KMP 25 25 10 SA
11.0		KMP 25 25 11 SA
12.5		KMP 25 25 13 SA
14.5		KMP 25 25 15 SA


| G/H 4.0



Connection		GREEN ONE BODY
Length	G/H	4.0
8.0		KMP 25 40 08 SA
9.5		KMP 25 40 10 SA
11.0		KMP 25 40 11 SA
12.5		KMP 25 40 13 SA
14.5		KMP 25 40 15 SA


Fixture 3.0 | Thread(Maximum) Ø3.0

| G/H 2.5



Connection		GREEN ONE BODY
Length	G/H	2.5
8.0		KMP 30 25 08 SA
9.5		KMP 30 25 10 SA
11.0		KMP 30 25 11 SA
12.5		KMP 30 25 13 SA
14.5		KMP 30 25 15 SA

| G/H 4.0




Connection		GREEN ONE BODY
Length	G/H	4.0
8.0		KMP 30 40 08 SA
9.5		KMP 30 40 10 SA
11.0		KMP 30 40 11 SA
12.5		KMP 30 40 13 SA
14.5		KMP 30 40 15 SA

Инструментарий



Мини-хирургический набор

REF No.
GSK-MS





Хирургический набор Мини

Протокол сверления



****С использованием Стопперов**





G^oDⁱFF
GENUINE DIFFERENCE



ACH Medical Co., Ltd.

28, Namyang-ro 930beon-gil, Namyang-eup,
Hwaseong-si, Gyeonggi-do,
Rep. of Korea, 18255.
tel.: +82-31-355-7710 (extencion.3)
fax.: +82-31-355-6759
© ACM Medical.,Ltd.
All Rights Reserved

ООО «БОНА-ДЕНТ»

г. Москва, Дмитровское ш., стр.5
+7 495 104 77 73
+7 977 627 72 83 (WhatsApp/Телеграм)
info@bona-dent.ru
www.bona-dent.ru
info@gdiff.ru
www.gdiff.ru